

MANUAL DE UTILIZARE

Suport Cutie Mănuși de Unică Folosință - Dispenser Mănuși pentru Montaj pe Perete

Descriere: Suport destinat montării pe perete a cutiilor de mănuși de unică folosință, pentru organizarea și accesul rapid la mănuși. Produsul este un dispenser/suport și nu include cutia de mănuși sau mănușile.

1. Compatibilitate

Suportul este destinat utilizării cu cutii de mănuși de unică folosință ale căror dimensiuni și formă permit introducerea și menținerea stabilă în suport. Înainte de montare, verificați dimensiunile cutiei și asigurați-vă că aceasta se potrivește corect.

Produsul este destinat montării pe perete și nu trebuie utilizat dacă suportul sau cutia nu se fixează stabil.

2. Montare

Pas	Instrucțiune
1	Alegeți o suprafață solidă și potrivită pentru montarea suportului, fără cabluri sau conducte ascunse în zona de fixare.
2	Poziționați suportul pe perete și marcați punctele de fixare.
3	Fixați suportul folosind șuruburi și dibluri adecvate tipului de perete. Elementele de fixare nu sunt incluse decât dacă sunt menționate explicit în oferta produsului.
4	Verificați stabilitatea suportului înainte de introducerea cutiei de mănuși.
5	Introduceți cutia de mănuși în suport și verificați ca aceasta să fie poziționată corect și stabil.

3. Utilizare

Dispenserul permite păstrarea cutiei de mănuși într-o poziție fixă și accesibilă. Extrageți mănușile prin deschiderea destinată a cutiei, fără a trage sau forța suportul.

Înlocuiți cutia atunci când aceasta este goală și verificați periodic stabilitatea suportului și starea punctelor de fixare.

4. Atenționări de siguranță

- Montați suportul numai pe o suprafață suficient de solidă pentru greutatea cutiei și a conținutului acesteia.
- Utilizați elemente de fixare potrivite pentru tipul de perete. Alegerea diblurilor și șuruburilor este responsabilitatea utilizatorului.
- Nu montați suportul în locuri unde poate fi lovit accidental sau unde poate împiedica circulația ori accesul la alte echipamente.
- Nu utilizați suportul dacă prezintă fisuri, deformări sau alte deteriorări.
- Nu supraîncărcați suportul și nu îl utilizați pentru alte obiecte decât cele pentru care a fost proiectat.
- Nu este o jucărie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani (36 luni).

5. Curățare și întreținere

Curățați suportul cu o lavetă moale, uscată sau ușor umezită. Nu utilizați solvenți, substanțe abrazive sau produse de curățare agresive. Înainte de curățare, scoateți cutia de mănuși din suport.

Verificați periodic fixarea pe perete și starea suportului.

6. Condiții de utilizare

Produsul este destinat utilizării în spații interioare, în condiții normale de exploatare. Evitați umezeala excesivă, sursele directe de căldură și solicitările mecanice excesive.

7. Destinație

Accesoriu de organizare și distribuire pentru cutii de mănuși de unică folosință, destinat montării pe perete.

8. Producător

BĂICOIANU DANIEL-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Sediu profesional: Jud. Prahova, Sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Strada Valea Seacă, Nr. 1

CUI: RO54505029

Nr. registrul comerțului: F2026020514002

Activitate principală: 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Website: dabio.ro

E-mail: contact@dabio.ro

Telefon: 0732 797 410